



Deutsch

Willkommen bei Oral-B!
Bevor Sie diese Zahnbürste verwenden, lesen Sie bitte diese Anweisungen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für eine spätere Verwendung auf.

Anmerkung: Inhalt kann je nach gekauften Modell variieren.

WICHTIG

- Die Zahnbürste kann von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
 - Falls das Produkt/Kabel beschädigt ist, bringen Sie es zu einem Oral-B-Servicecenter.
 - Verwenden Sie nur die mit Ihrem Gerät gelieferte Ladestation.
- beschrieben. Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Wenn Aufkleber vorhanden sind, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Aufkleber. Stellen Sie sicher, dass das Ventil auf der Rückseite des Handstücks nicht abgedeckt ist.
 - Überprüfen Sie regelmäßig das gesamte Produkt/Kabel/Zubehör auf Schäden. Beschädigte oder nicht funktionstüchtige Geräte dürfen nicht mehr benutzt werden.
 - Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Produkt vor und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
 - Stecken Sie niemals Gegenstände in Öffnungen am Gerät.
 - Die Zahnbürste hat ein wasserfestes Handstück, ist elektrisch sicher und kann ohne Bedenken im Bad benutzt werden.
- Aufsteckbürsten**
- Oral-B bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Oral-B Aufsteckbürsten, die mit Ihrem Oral-B Handstück kompatibel sind.
- Wenn Sie empfindliche Zähne oder empfindliches Zahnfleisch haben, empfehlen wir Ihnen, den »Sensitiv«-Modus zu verwenden (modellabhängig) (optional in Kombination mit einer Oral-B »Sensitive Clean« Aufsteckbürste).
- Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Umwelthinweis**
- Das Gerät enthält Akkus und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann entsprechend dem lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.
- Garantie**
- Wir gewähren für dieses Produkt eine zweijährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt.
- Innerhalb der Garantiefaulzeit beheben wir kostenlos alle Gerätedefekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, wobei wir uns nach eigenem Ermessen entweder Reparatur oder Austausch des Kompletogeräts vorbehalten. Je nach Verfügbarkeit kann der Austausch eines Geräts dazu führen, dass Sie eine andere Farbe oder ein gleichwertiges Modell erhalten.
- Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun/Oral-B oder dessen autorisierten Händlern vertrieben wird. Von dieser Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß, insbesondere die Aufsteckbürsten betreffend, und Abnutzung sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen.
- Diese Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Personen sowie bei Verwendung anderer Teile als der Original-Ersatzteile von Braun/Oral-B. Um innerhalb der Garantiefrist Hilfe zu erhalten, reichen Sie das komplette Gerät zusammen mit Ihrem Kaufbeleg bei einem autorisierten Oral-B Braun Kundendienstzentrum ein oder schicken Sie es per Post.
- Hinweis: Ein Akkutausch ist nach Prüfung in dafür ausgestatteten, autorisierten Oral-B Braun Kundendienst-Werkstätten möglich. Kontaktieren Sie hierzu 00800 7286463 oder www.service.braun.com.
- Garantie für Aufsteckbürsten**
- Die Garantie von Oral-B erlischt, wenn ein Abschnitt des verbrauchten Handstücks festgestellt wird, der dem Einsatz von Oral-B stammen, der nicht von Oral-B stammen, zugeschrieben wird.
- Qualität-B hat keine Kontrolle über die Qualität der Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, nicht gewährleistet.
- Oral-B kann die langfristigen Auswirkungen von Aufsteckbürsten, die nicht von Oral-B stammen, auf die Abnutzung des Handstücks nicht vorhersagen.
- Alle Oral-B Aufsteckbürsten tragen das Oral-B Logo und erfüllen die hohen Qualitätsstandards von Oral-B. Oral-B verkauft keine Aufsteckbürsten oder handhabt Teile unter anderen Marken-namen.
- Diese Garantie wirkt sich in keiner Weise auf Ihre gesetzlichen Rechte aus.

- Die Ladestation, den SmartPlug oder das Reisetui mit Ladefunktion nicht in Wasser oder Flüssigkeiten legen oder dort aufbewahren, wo sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden können. Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
 - Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Das Gerät darf nicht geöffnet und demontiert werden. Nach dem Entsorgen Sie bitte mit dem ganzen Gerät bei der nächsten Recycling- bzw. Altgerätesammelstelle.
 - Das Öffnen des Handstücks durch eine unautorisierte Person würde das Gerät zerstören und die Garantie anheben.
 - Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren ist nicht empfohlen.
 - Nicht auf die Bürste beißen oder kauen. Nicht als Spielzeug und nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
 - Diese Zahnbürste ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht geeignet für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder vergleichbaren Einrichtungen.
 - Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, für jedes Familienmitglied eigene Handstücke und Aufsteckbürsten zu verwenden.
 - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
 - Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
 - Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.
- Um einen Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt (siehe Abschnitte »Reinigungsanweisungen« und »Sicherheitshinweise«), beachten Sie bitte Folgendes:
- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.
 - Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste.
 - Vermeiden Sie das Verknagern der Steckdose immer am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
 - Nur zum Zähneputzen geeignet.
 - Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung

- Die Ladestation, den SmartPlug oder das Reisetui mit Ladefunktion nicht in Wasser oder Flüssigkeiten legen oder dort aufbewahren, wo sie in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden können. Nicht nach dem Gerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
 - Dieses Gerät enthält einen Akku, der aus Sicherheitsgründen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden kann. Das Gerät darf nicht geöffnet und demontiert werden. Nach dem Entsorgen Sie bitte mit dem ganzen Gerät bei der nächsten Recycling- bzw. Altgerätesammelstelle.
 - Das Öffnen des Handstücks durch eine unautorisierte Person würde das Gerät zerstören und die Garantie anheben.
 - Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren ist nicht empfohlen.
 - Nicht auf die Bürste beißen oder kauen. Nicht als Spielzeug und nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
 - Diese Zahnbürste ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht geeignet für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder vergleichbaren Einrichtungen.
 - Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, für jedes Familienmitglied eigene Handstücke und Aufsteckbürsten zu verwenden.
 - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren, da sich Kleinteile lösen könnten.
 - Reinigen Sie die Aufsteckbürste nach jeder Verwendung gründlich (siehe Abschnitt »Reinigungsanweisungen«).
 - Eine gründliche Reinigung stellt die sichere Nutzung und Funktionalität der Zahnbürste sicher.
- Um einen Bruch der Aufsteckbürste vorzubeugen, was dazu führen könnte, dass Kleinteile verschluckt (siehe Abschnitte »Reinigungsanweisungen« und »Sicherheitshinweise«), beachten Sie bitte Folgendes:
- Stellen Sie vor jeder Verwendung sicher, dass die Aufsteckbürste korrekt aufgesetzt wurde. Verwenden Sie die Zahnbürste nicht weiter, wenn die Aufsteckbürste nicht mehr richtig passt. Verwenden Sie die Zahnbürste nie ohne Aufsteckbürste.
 - Falls die Zahnbürste heruntergefallen ist, wechseln Sie die Aufsteckbürste.
 - Vermeiden Sie das Verknagern der Steckdose immer am Stecker ziehen, nicht am Kabel. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
 - Nur zum Zähneputzen geeignet.
 - Nutzen Sie dieses Produkt nur wie in der Gebrauchsanweisung

