




91916149/II-22
DE/EN/FR/ES/PT/IT/NL





Type 3750

Deutsch

Das Gerät enthält Batterien und/oder wiederverwertbare Elektrobauteile. Im



Sinne des Umweltschutzes darf dieses Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern kann bei entsprechenden lokal verfügbaren Rückgabe- und Sammelstellen abgegeben werden.

Benutzung durch Kinder unter 3 Jahren ist nicht empfohlen. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung bzw. fehlendem Wissen sowie Kinder können Zahnbürsten dann benutzen, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die vorhandenen Gefahren kennen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Von Kindern fernhalten. Schließen Sie die Batteriepole nicht kurz. Batterien kön-

nen auslaufen, wenn sie leer sind oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden. Um Sie und das Gerät zu schützen, nehmen Sie die Batterien bitte rechtzeitig heraus und vermeiden Sie Hautkontakt beim Umgang mit ausgelaufenen Batterien. Mischen Sie nicht gebrauchte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Typen. Laden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien auf. Entladene Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.

STELLEN SIE VOR JEDER ANWENDUNG SICHER, DASS DIE AUFSTECKBÜRSTE RICHTIG SITZT. TAUSCHEN SIE DIE AUFSTECKBÜRSTE MINDESTENS ALLE 3 MONATE AUS ODER FRÜHER, WENN DIE BORSTEN ABGENUTZT SIND, DIE AUFSTECKBÜRSTE NICHT MEHR RICHTIG SITZT ODER DIE BÜRSTE HERUNTERGEFALLEN IST. Nicht als Spielzeug oder ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Kleinteile

können eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht auf die Zahnbürste beißen oder auf ihr kauen. Schalten Sie das Handstück für die Reinigung aus und entfernen Sie den Bürstenkopf. Spülen Sie beide Teile separat mit Wasser ab und wischen Sie sie trocken, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

English

Product contains batteries and/or recyclable electric waste. For environment protection do not dispose in household waste, but for recycling take to electric waste collection points provided in your country.



Usage by children under age 3 is not recommended. Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and maintenance

shall not be performed by children. Children shall not play with the appliance. Keep away from children. Do not short-circuit battery terminals. Batteries may leak if empty or not used for a long time. In order to protect you and the appliance, please remove batteries in a timely manner and avoid skin contact whilst handling leaking batteries. Do not mix used and new batteries, different brands or types. Do not recharge non-rechargeable batteries. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed of.

PRIOR TO USE, ENSURE THE BRUSH HEAD FITS WELL. REPLACE BRUSH HEAD EVERY 3 MONTHS OR SOONER IF BRUSH HEAD BECOMES WORN OR NO LONGER FITS PROPERLY OR IF THE BRUSH IS DROPPED.

Do not use as a toy or without adult supervision. Small parts may pose

choking hazard. Do not chew or bite on brush. For cleaning, switch off the handle and remove the brush head. Rinse both parts separately with water and wipe them dry before reassembling.

Français

Cet appareil contient des batteries rechargeables et/ou des déchets électriques



recyclables. Pour la protection de l'environnement, une fois l'appareil en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez le déposer pour le recycler dans des lieux de collecte adaptés mis à votre disposition dans votre localité.



Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Peut varier en fonction des produits

Cet appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Les brosses à dents peuvent être utilisées par des enfants et des per-

sonnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et qu'elles ont compris les risques encourus par l'utilisation de l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être assurés par des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir hors de portée des enfants. Ne court-circuitez pas les pôles des batteries. Les batteries peuvent présenter une fuite si elles sont vides ou restent inutilisées pendant une longue période. Pour vous protéger et protéger l'appareil, veuillez retirer les batteries si vous n'utilisez pas l'appareil et évitez tout contact avec la

peau lorsque vous manipulez des batteries présentant des fuites. Ne pas mélanger des batteries neuves et usées, différentes marques ou types. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Les batteries usagées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en toute sécurité.

AVANT CHAQUE UTILISATION, S'ASSURER QUE LA BROSSETTE EST CORRECTEMENT ENCLENCHÉE. REMPLACEZ LA BROSSETTE TOUS LES 3 MOIS OU AVANT SI ELLE EST USÉE OU NE S'ENCLENCHE PLUS CORRECTEMENT OU SI LA BROSSE À DENTS EST TOMBÉE.

Ne pas utiliser comme un jouet ou sans la surveillance d'un adulte. Les petites pièces peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne pas mâcher ou mordre la brosse. Éteignez le manche et retirez la brosse pour le nettoyage. Rincez les deux pièces séparément à l'eau et essuyez-les

avant de les réassembler.

Español

El producto contiene baterías y / o materiales eléctricos reciclables. Para proteger el medio ambiente, no lo deseche con la basura doméstica. Para reciclarlo, llévelo al punto limpio de recolección de residuos eléctricos facilitados en su país.



No se recomienda su uso por niños menores de 3 años. Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos pueden utilizar cepillos de dientes si han recibido supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento. Los niños no deben jugar con el aparato. Mantener fuera del alcance de los niños. No provoque un cortocircuito en los extremos de la pila. Las pilas pueden tener fugas si están descargadas o no se han usado en mucho

tiempo. Para su seguridad y la del aparato, retire las pilas periódicamente y, si las pilas hubieran perdido líquido, evite el contacto con la piel cuando las esté manipulando. No mezclar pilas nuevas y usadas ni marcas o tipos diferentes. No recargue las pilas no recargables.

Las pilas agotadas deben retirarse del aparato y desecharse de forma segura. ANTES DE SU USO, ASEGÚRESE DE QUE EL CABEZAL ESTÉ BIEN AJUSTADO. SUSTITUYA EL CABEZAL CADA 3 MESES O ANTES SI ESTÁ DESGASTADO O YA NO SE AJUSTA COMO DEBE, O SI EL CEPILO SE HA CAÍDO.

No usar como un juguete ni sin la supervisión de un adulto. Las piezas pequeñas pueden suponer un peligro de asfixia. No masticar ni morder el cepillo. Para la limpieza, apague el mango y retire el cabezal. Enjuague ambas partes por separado con agua, séquelas y vuelva a unir las.

Português

O produto contém baterias e / ou materiais elétricos recicláveis. Para proteção do meio ambiente não descarte no lixo doméstico, mas para reciclagem, leve-o aos pontos de coleta de lixo elétrico fornecidos em seu país.



O uso por crianças menores de 3 anos não é recomendado. As escovas de dentes podem ser utilizadas por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. Manter fora do alcance das crianças. Não faça uma ligação direta utilizando os terminais das pilhas. As pilhas podem apresentar derrames se vazias ou não utilizadas há muito tempo. Para se proteger a si e ao

aparelho, retire as pilhas atempadamente e evite o contacto com a pele quando manusear pilhas com fugas.

Não se deve misturar pilhas novas e usadas, marcas ou tipos diferentes.

Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas gastas devem ser removidas do aparelho e eliminadas de forma segura.

ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO, GARANTA QUE A CABEÇA DA ESCOVA ESTÁ BEM ENCAIXADA. SUBSTITUA A CABEÇA DA ESCOVA A CADA 3 MESES OU ANTES SE ESTA SE APRESENTAR GASTA OU DEIXAR DE ENCAIXAR ADEQUADAMENTE, OU SE DEIXAR CAIR A ESCOVA.

Não use como brinquedo ou sem a supervisão de um adulto. As peças pequenas podem constituir perigo de asfixia. Não mastigar ou morder a escova de dentes. Para limpeza, desligue o cabo e remova a cabeça da escova. Enxague ambas as partes separada-

mente con água e seque-as antes de montar novamente a escova de dentes.

Italiano

Il prodotto contiene batterie e/o rifiuti elettrici riciclabili.



Per la protezione dell'ambiente, non smaltire con i rifiuti domestici, ma per il riciclaggio portarli nei punti di raccolta dei rifiuti elettrici forniti nel proprio paese.

Non si raccomanda l'uso da parte di bambini di età inferiore a 3 anni.

Gli spazzolini possono essere utilizzati dai bambini e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che non dispongono dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, solo se queste vengono supervisionate o istruite circa l'uso sicuro dell'apparecchio, e comprendono i pericoli derivanti. La pulizia e la manutenzione non sono consentite ai bambini. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non causare corto circuito ai terminali delle batterie. Le

batterie possono perdere liquido se scariche o se non utilizzate per molto tempo. Per proteggere voi stessi e l'apparecchio, rimuovere le batterie in modo tempestivo ed evitare il contatto con la pelle durante la manipolazione delle batterie che perdono liquido. Non mischiare batterie nuove e usate o batterie di tipi diversi. Non ricaricare batterie non ricaricabili. Le batterie scariche devono essere rimosse dall'apparecchio e smaltite in modo sicuro.

PRIMA DELL'UTILIZZO, ASSICURARSI CHE LA TESTINA SI ADATTI BENE ALLO SPAZZOLINO. SOSTITUIRE LA TESTINA OGNI 3 MESI O PRIMA SE APPARE CONSUMATA O NON SI ADATTA PIÙ CORRETTAMENTE OPPURE SE LO SPAZZOLINO È CADUTO. Non usare come giocattolo o senza la supervisione di un adulto.

Le piccole parti di cui è composta la testina potrebbero generare un rischio di soffocamento. Non mordere o masticare

lo spazzolino. Per la pulizia dell'apparecchio, spegnere lo spazzolino e rimuovere la testina.

Sciacquare entrambe le parti separatamente con acqua e asciugarle prima di riassembleare lo spazzolino.

Nederlands

Dit product bevat oplaadbare batterijen en/of recycleerbaar elektrisch afval.



Om het milieu te beschermen, gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval. U kunt uw product inleveren bij een goedgekeurd recyclingpunt in overeenstemming met locale regelgeving.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar. De tandenborstel kan gebruikt worden door kinderen, door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale beperking, of door personen zonder ervaring of kennis wanneer zij het apparaat onder toezicht en op een veilige manier kunnen gebruiken of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en op de hoogte zijn van even-

tuele risico's door gebruik van het apparaat. Het reinigen en onderhoud mag niet door kinderen gebeuren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Uit de buurt van kinderen houden. Voorkom kortsluiten van de accupolen. De batterijen kunnen lekken als ze leeg zijn of lange tijd niet gebruikt werden. Om uzelf en het apparaat te beschermen, raden we u aan om de batterijen tijdig te verwijderen en contact met de huid te vermijden wanneer de batterijen lekken. Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen, verschillende merken of soorten. Meng geen gebruikte en nieuwe batterijen, verschillende merken of soorten. Laad niet-oplaadbare batterijen niet op. Lege batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd en veilig worden weggegooid.

ZORG ER BIJ ELK GEBRUIK VOOR DAT DE OPZETBORSTEL GOED PAST. VERVANG DE OPZETBORSTEL ELKE 3 MAANDEN OF

SNELLER INDIEN DE OPZETBORSTEL IS VERSLETEN OF NIET MEER PAST OF ALS DE OPZETBORSTEL IS GEVALLEN.

Niet gebruiken als speelgoed of zonder toezicht van een volwassene. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. Zet voor reiniging het handvat uit en verwijder de opzetborstel. Spoel beide onderdelen afzonderlijk met water en veeg ze droog voordat u ze weer in elkaar zet.