



MASS FOOT

MANUEL D'UTILISATION SHIATSU MASSEUR DE PIEDS INFRAROUGE



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et

conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

Remarques de sécurité

Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi et sur la plaque signalétique :



AVERTISSEMENT Avertissement, risque de blessure ou danger pour votre santé.



ATTENTION Remarque de sécurité relative à la possibilité de dommages sur l'appareil/les accessoires.



Remarque Remarque relative à des informations importantes.



Utiliser uniquement en intérieur.

L'appareil est prévu uniquement pour un **usage personnel** et non pas à des fins médicales ou commerciales.

Cet appareil est destiné au massage des pieds. N'utilisez pas l'appareil de massage si vous êtes concerné par un ou plusieurs des avertissements suivants. Si vous n'êtes pas certain que l'appareil de massage soit adapté à votre cas, demandez conseil à votre médecin.

- en cas de modification pathologique ou de lésions au niveau des pieds (par ex. plaie ouverte, verrues, mycoses),
- femmes enceintes
- patients atteints de maladie cardiaque
- avec des enfants,
- pour les animaux,
- pas plus de 20 minutes.

Ce appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, manquant d'expérience et/ou de connaissances, à moins que celles-ci soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance et ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Avant d'utiliser l'appareil de massage, demandez un avis médical

- si vous n'êtes pas certain que l'appareil de massage soit adapté à votre cas,
- si vous souffrez d'une maladie grave ou si vous avez subi une opération au niveau des pieds,
- en cas de diabète, de thromboses,
- en cas d'affections aux jambes et/ou aux pieds (par ex. varices, phlébites),
- pour toute douleur de cause indéterminée.

L'appareil est uniquement prévu dans le but décrit dans le présent mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte ou imprudente.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi ! La non-observation des remarques suivantes peut causer des dommages personnels ou matériels. Conservez le mode d'emploi et faites en sorte qu'il soit accessible aux autres utilisateurs. Lors du transfert de l'appareil, n'oubliez pas de donner aussi le présent mode d'emploi.



AVERTISSEMENT

Ne laissez pas l'emballage à la portée des enfants. Risque d'asphyxie.

Électrocution



AVERTISSEMENT

Comme tout appareil électrique, cet appareil de massage doit être utilisé avec prudence et avec soin afin d'éviter tout danger d'électrocution.

Par conséquent, n'utilisez l'appareil

- qu'à la tension du secteur indiquée sur l'appareil,
- en aucun cas si l'appareil ou ses accessoires présentent des dommages visibles,
- pendant un orage.

En cas de défauts ou de dysfonctionnements, arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher la fiche de la prise. Ne tenez ou ne portez jamais l'appareil par son cordon d'alimentation. Éloignez les cordons des surfaces chaudes. N'ouvrez en aucun l'appareil.

Lorsque le cordon d'alimentation de l'appareil est endommagé, veuillez le faire remplacer par le fabriquant ou un centre de service après-vente agréé.

Veuillez à ce que l'appareil de massage, l'interrupteur, la fiche et le cordon d'alimentation ne soient pas au contact d'eau, de vapeur ou d'autres liquides.

Par conséquent, n'utilisez l'appareil

- qu'à l'intérieur, dans des pièces à l'abri de l'humidité (par ex. jamais dans la salle de bains, dans un sauna),
- qu'avec les mains sèches.

Veuillez à ne pas tirer, tordre ou plier le cordon d'alimentation. Ne pas y enfoncer d'aiguilles ou d'autres objets pointus. Veuillez à ne pas poser ou tirer le cordon d'alimentation sur des objets tranchants ou pointus.

N'attrapez en aucun cas un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.

N'utilisez pas l'appareil ou ses accessoires s'ils présentent des dommages visibles.

Évitez de secouer l'appareil et ne le laissez pas tomber.

Arrêtez et débranchez immédiatement l'appareil en cas de coupure de courant

L'appareil présente une surface chaude en cours d'opération.

Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent faire attention en utilisant l'appareil.

Réparations



AVERTISSEMENT

- Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par des électriciens qualifiés. Les réparations non conformes peuvent présenter des risques sérieux pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service après-vente ou à un dépositaire agréé.
- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez le faire remplacer par un revendeur agréé.
- Né démontez pas l'appareil par vous même.

Risque d'incendie



AVERTISSEMENT

L'utilisation non conforme de l'appareil ou le non-respect du présent mode d'emploi risque dans certains cas de provoquer un incendie !

Par conséquent, n'utilisez l'appareil de massage

- en aucun cas sans surveillance, notamment en présence d'enfants à proximité,
- en aucun cas sous une couverture, un coussin, ...
- en aucun cas à proximité d'essence ou d'autres matériaux facilement inflammables.

Manipulation




ATTENTION

Après chaque utilisation et avant chaque nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez-le.

- Ne mettez aucun objet dans les ouvertures ni dans les pièces rotatives. Veillez à ce que les pièces mobiles puissent toujours se déplacer sans entrave.
- Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur les pièces mobiles de l'appareil. Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne mettez pas votre centre de gravité sur un pied.
- Placez l'appareil à l'abri de températures élevées.
- N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il gronde.

Description de l'appareil



Mise en service

- Retirez l'emballage.
- Vérifiez que l'appareil, la fiche secteur et le cordon ne présentent aucun dommage.
- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Disposez le cordon de sorte à ne pas trébucher dessus.

Utilisation

Pour une position assise confortable, placez vos pieds sur les deux plateformes. Les pieds en caoutchouc disposés sous l'appareil l'empêchent de glisser.

- Appuyez une fois sur l'interrupteur et vous pourrez profiter du massage par pétrissage (la lumière bleue brillera.)
- Appuyez deux fois sur l'interrupteur et vous pourrez profiter du massage par pétrissage avec chauffage. (La lumière rouge brillera.)
- Troisième pression signifie désactiver le massage.

Le massage devrait à tout moment être ressenti comme quelque chose d'agréable et de relaxant. Si le massage est douloureux ou désagréable, interrompez-le ou changez la position de l'appareil.



Remarque

- Utilisez l'appareil de massage max. 20 minutes, l'appareil n'est pas équipé d'une minuterie. Si le massage dure plus longtemps, une stimulation musculaire excessive pourra provoquer la contracture des muscles au lieu de les détendre.

Utilisez l'appareil avec des chaussettes à pied

La fonction de chauffage ne peut pas être utilisée seule.

Le massage d'un point particulier de la plante du pied peut avoir un effet sur un organe du corps correspondant. Cependant, avant d'effectuer un massage des zones réflexes, il est recommandé de se documenter et de consulter un médecin afin d'obtenir l'effet désiré.

Entretien et rangement

Nettoyage



AVERTISSEMENT

- Avant chaque nettoyage, débranchez l'appareil et veuillez attendre que l'appareil refroidisse.
- Nettoyez l'appareil uniquement selon la méthode indiquée. Il ne doit en aucun cas pénétrer du liquide dans l'appareil ou dans les accessoires.
- Veuillez nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
- Ne nettoyez l'appareil dans aucun liquide.
- Ne pas utiliser de brosses de nettoyage ou de diluant à essence pendant le nettoyage.

Conservation

Si vous n'employez pas l'appareil pendant une assez longue période, nous vous recommandons de le conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et de ne pas poser d'objets dessus.

Ne pas suspendre l'appareil avec des fils

Que faire en cas de problème ?

Problème	Cause	Remède
L'appareil cesse de fonctionner soudainement	L'électricité est coupée	Vérifier si l'alimentation est en ordre
	Appareil pas branché.	Branchez l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas	Vous n'avez allumé l'appareil.	Allumez l'appareil.

si vous ne parvenez toujours pas à résoudre la problème, débranchez l'appareil et connectez avec service-client.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tension / fréquence: 220-240V~, 50/60Hz

Consommation électrique: 31W

EN Please read its instruction carefully before using the massage, especially safety attentions, so that you can use it correctly.

Besides, please keep the instruction after you read it in case you need refer to it someday.

Thanks for your cooperation!

Safety Attentions

• **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.**

- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and the cable out of reach of children.
- Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have faulty cable be replaced only by the manufacturer, by its customer service or by qualified person and with a cable of the same type.
- The devices are not intended to be operated by an external timer or a remote control system.

1. Persons who are not allowed to use the massage

 WARNINGS	• Pregnant women, patients with heart attack. • Patients whose foot has skin disease.
--	--

2. Something you have to know when you are using the massage.

 ATTENTIONS	• Children are not allowed to use the massage unless with the adults' help. • Persons who are not sensitive to heat can't use the massage for too long every time. • Don't stuff anything to the open parts. • Don't pull the massage on the ground in case it damage the massage. • Don't put your center of gravity on one feet. • The massage is intended for persons' life and it can't be used in other ways.
--	---

 FORBIDDEN	• Stop using the massage if you find it damaged. • Don't stand on the massage or put something heavy on it. • Stop using the massage if it is abnormal.
 NO DEMOUNTING	• Don't take apart the massage by yourself, or it may break down. • Please contact with our after-sale service department if you have any questions.
 PULL OUT	• Don't pull out the attaching plug with wet hands. • Pull out the attaching plug after you using it. • Pull out the attaching plug when there is a power cut.

3. Concerning the attaching plug and power line


 ATTENTIONS	• Don't use the power supply whose voltage is higher than rated voltage, or it may cause fire. • Pull out the attaching plug instead of power lines. • Do use the dedicated power lines to replace the damaged one.
--	---

4. Operating environment


 ATTENTIONS	• Don't put the massage in a wet or dusty place. • Don't put the massage near somewhere in a high temperature. • Don't use the massage when it thunders.
--	--

Functions

1. Sketch map



2. The name of parts



3. Features

- Deep kneading and shiatsu massage
It can stimulate foot reflection zone to relieve the pain and relax the channels and collaterals.
- New massage head with 18 rotatable bumps.
You can enjoy the massage as if a professional massagist does it.
- Thermal therapy with far infrared It helps to promote cell metabolism.

Usages

Operation

1. Insert the attaching plug before using. (alternating voltage : 220V Frequency:50Hz)
2. Sit down and put your foot on the massage.
3. Press the switch once and you can enjoy the kneading massage.(The blue light will shine.)
4. Press the switch twice and you can enjoy the kneading massage with heating. (The red light will shine.)
5. Pressing the switch three times means turning off the massage.

! **Attentions**

- Don't use the massage over 20 minutes. (It don't have timing devices.)
- You'd better use the massage with socks on foot.
- Heating cannot be used alone.

Maintenance

1. Cleaning

- Before cleaning, pull out the attaching plug and wait until it become cold.
- Please clean the crust of the massage with a dry rag.
- Don't clean the massage in any liquid.
- Don't use brushes, petrol, cleanser or diluent during cleaning.

2. Storage

- Put the massage at a safe and airy place if you won't use it for a long time.
- Don't hang the massage with wires.

Trouble Shooting

If you meet problems when you are using the massage, please try to resolve it according to the tips below.

Abnormal situations	Possible reasons	Solutions
It doesn't work.	1. It can't energize. 2. You don't turn on the switch.	1. Insert the attaching plug again. 2. Turn on the switch.
Stop working suddenly.	The electricity is cut off.	Check whether the power interface is in order.

If you still cannot resolve the problem, please pull out the attaching plug and contact with our after-sale service department.

Technical Parameters

Voltage Rating: 220-240V~

Frequency Rating: 50/60Hz

Power Rating: 31W

Keep it in case you need it.



It may cause some pollution if you don't deal with the waste correctly.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non tirés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.yoghi.fr